

## **CHICA/APIHC – Revue des pratiques pour le Canada**

### **JOUETS**

Les jouets peuvent être des réservoirs de microorganismes pathogènes qui se retrouvent potentiellement dans la salive, les sécrétions respiratoires, les selles ou d'autres substances corporelles.

Cette revue des pratiques a pour but de fournir des recommandations pour le contrôle des infections afin d'assurer que les jeunes patients, les autres enfants et les familles aient accès à des jouets et à des équipements de jeu propres et sécuritaires.

Les jouets visés par ces pratiques sont, entre autres : les jouets pour bébés et bambins, les poupées, les jeux, les livres, les casse-tête, le matériel d'art plastique, les appareils électroniques et les jouets/poupées pédagogiques.

#### **Recommandations pour la prévention et le contrôle des infections**

- L'hygiène des mains
  - Avant et après l'utilisation des jouets, encourager ou aider les enfants à se laver les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains (SBAM) ou du savon et de l'eau.
  - Dans les salles de jeu, fournir l'accès à la SBAM et aussi à un lavabo pour le lavage des mains.
  - Dans les salles d'attente pour enfants (p. ex., chez un médecin), fournir la SBAM.
  - Superviser l'hygiène des mains assurée à l'aide de la SBAM.
- Le matériel / la conception des jouets
  - Les jouets partagés doivent être faciles à nettoyer après qu'un enfant s'en sert, sans quoi il faut assigner chaque jouet à un seul enfant.
  - Choisir des jouets non poreux qui peuvent subir un nettoyage mécanique vigoureux. Choisir de préférence les jouets aux surfaces lisses ou sans texture pour faciliter le nettoyage.
  - Éviter d'utiliser des jouets de bain qui retiennent l'eau.
- Les consignes pour la fréquence et la responsabilité du nettoyage et de la désinfection des jouets devraient inclure ces mesures :
  - Assigner la responsabilité de nettoyer et de désinfecter les jouets.
  - Prévoir des procédures écrites pour la fréquence et les techniques de nettoyage des jouets.
  - Donner au personnel une formation pour l'inspection des jouets afin de repérer les jouets endommagés ou fêlés, ou les pièces brisées qui peuvent compromettre le nettoyage. Tout jouet endommagé, fêlé ou brisé devrait être éliminé.
  - Retirer les jouets des salles d'attente générales s'il n'est pas possible d'établir une procédure qui assure quotidiennement l'inspection, le nettoyage et la désinfection des jouets.

- Les jouets utilisés ou rangés dans une chambre à occupation simple (y compris la chambre d'un patient où les précautions additionnelles sont en vigueur) devraient être nettoyés s'ils sont visiblement souillés et nettoyés régulièrement une fois par semaine. Nettoyer sans tarder les jouets que l'enfant a portés à sa bouche.
  - Tout jouet qui a servi devrait être nettoyé et désinfecté avant de servir à un autre enfant. Dans les salles ou les espaces de jeu qui servent à plus d'un patient, aménager un endroit où ranger à l'écart les jouets souillés (par exemple, un conteneur où les enfants, les parents ou le personnel peuvent mettre les jouets qui ont été utilisés).
  - Ranger les jouets propres de manière à éviter la contamination (p. ex., la poussière et les éclaboussures) et signaler clairement qu'il s'agit de jouets propres.
  - Nettoyer quotidiennement les surfaces souvent touchées des maisonnettes et des structures où les enfants peuvent grimper. Prévoir un horaire pour le nettoyage à fond de l'ensemble de la maisonnette ou de la structure à grimper, compte tenu de la fréquence d'utilisation et de la présence de souillure visible.
  - Dans les salles d'attente, éliminer les objets partagés – livres, revues, casse-tête, cartes et histoires illustrées – lorsqu'ils sont visiblement souillés. Assigner les articles de ce genre aux patients qui nécessitent les précautions additionnelles et les éliminer ensuite s'ils ne sont pas nettoyables.
  - Nettoyer après chaque usage les jeux électroniques, les appareils vidéo et les ordinateurs partagés. Utiliser des claviers d'ordinateur qu'on peut immerger ou qui sont munis d'une pellicule protectrice qu'on peut laver et désinfecter. Essuyer ces surfaces avant de quitter la pièce (y compris la couverture du clavier et tous les accessoires). Pour un patient qui nécessite les précautions additionnelles, assigner à ce seul patient les objets de ce genre et assurer leur nettoyage final après le congé du patient ou la levée des précautions additionnelles.
  - Vider et nettoyer les boîtes/armoires à jouets quotidiennement ou lorsqu'elles sont visiblement souillées.
- Le nettoyage et la désinfection des jouets
  - Il faut nettoyer les jouets conformément aux instructions du fabricant ou aux pratiques locales (p. ex., à l'eau chaude savonneuse) avant de les désinfecter.
  - Les options pour la désinfection sont :
    - un lave-vaisselle ou laveur-désinfecteur automatisé (dont la température atteint 82 °C);
    - un désinfectant qualité hôpital à action faible (en respectant les recommandations du fabricant pour la dilution et la durée de contact);
    - solution d'alcool à 70 %
    - solution d'eau de Javel diluée à 1/100

Approved for submission by Pediatric Interest Group by May 28, 2011

- N.B. Plusieurs solutions désinfectantes sont disponibles sur le marché. S'assurer que le désinfectant choisi est sécuritaire et approprié pour l'usage prévu et respecter les instructions du fabricant pour la dilution et la durée de contact.
- Si on utilise un désinfectant, rincer les jouets à fond avant de les utiliser.
- Laisser sécher les jouets à l'air libre avant de les ranger.

**Références :**

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, *APIC Text of Infection Control and Epidemiology*, Vol. 1, 2009.

Center for Disease Control and Prevention, *The ABC's of Safe and Healthy Child Care*, 3<sup>rd</sup> edition, 2009.

La Société canadienne de pédiatrie, *Le bien-être des enfants. Un guide sur la santé en milieu de garde*, 2008.